



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,Y5F](https://radwag.com/de/info,w1,Y5F)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 250 kg - Holzkoffer

OP-301-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	250 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel