



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,Y5R

Wzorzec masy klasy E2 - drut stalowy 200 mg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 200 mg |

Pasuje do

Pincety

Pędzle