



## 105 mm tweezers with carbon fiber tip for mass standards up to 50 g

More information on the website  
[radwag.com/tr/info,w1,Y5W](http://radwag.com/tr/info,w1,Y5W)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Konstrüksiyon

Malzeme	carbon fiber
---------	--------------

#### Fiziksel parametreler

Uzunluk	105 mm
---------	--------

### İle uyumlu

E1 Kütle Standartı- silindirik ağırlıklar, setleri (1 mg - 10 kg)  
F1 Kütle standartı - paslanmaz çelik tel  
F1 Kütle standartı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, setleri  
F2 Kütle standartı- paslanmaz çelik tel  
F2 Kütle standartı - özel, askılı ağırlıklar  
E2 Kütle Standartı - paslanmaz çelik tel  
E2 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar, setleri (1 mg - 10 kg)  
F2 Kütle standartı- ayar odacıklı silindirik ağırlık, setleri  
E2 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar, setleri (1 g - 10 kg)  
F2 Kütle Standardı - oluklu ağırlıklar  
M1 Kütle standartı - çökgen yaprakları  
F2 kütle standartı - çökgen yaprakları  
F1 Kütle standartı - ayar odaciksız silindirik ağırlıklar, setleri  
F1 kütle standartı - çökgen yaprakları

F1 Kütle standartı - ayar delikli silindirik ağırlıklar  
E2 Kütle standartı - çökgen yaprakları  
E2 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar  
F1 kütle standartı - çökgen yaprakları, setleri  
F1 Kütle standartı - ayar odaciksız silindirik ağırlıklar  
E1 Kütle Standartı - paslanmaz çelik tel  
F2 Kütle standartı- Ayar odacıklı silindirik ağırlıklar  
F2 kütle standartı - çökgen yaprakları, setleri  
M1 Kütle standartı - silindirik ağırlıklar  
E1 Kütle standartı - çökgen yaprakları  
E1 Kütle Standartı - Silindirik ağırlıklar  
E2 Kütle standartı - çökgen yaprakları, setleri (1 mg - 500 mg)  
E1 Kütle standartı - çökgen yaprakları, setleri (1 mg - 500 mg)  
F2 Kütle standartı- paslanmaz çelik tel, setleri

E1 Kütle Standartı - paslanmaz çelik tel, setleri (1 mg - 500 mg)  
F1 Kütle standartı - silindirik ağırlıklar  
E2 Kütle Standartı - paslanmaz çelik tel, setleri (1 mg - 500 mg)

F1 Kütle standardı - paslanmaz çelik tel, setleri  
M1 kütle standartı – çokgen yaprakları, setleri