



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,Y97

Módulo de Pesagem MPS.T.500.R1

WX-016-0346



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	500 g
Faixa de pré-carga	50 g
Resolução [d]	0,001 g
Repetibilidade	0,005 g
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	tampa da fonte de alimentação
Material cilíndrico prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação

Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A
amortecedor: 12 VDC

Condições ambientais

Temperatura de operação

+10 – +40 °C

Umidade relativa

40% – 80%

Parâmetros físicos

Dimensões cilíndrico prato de pesagem

Ø23 mm

Dimensões cilíndrico dispositivo

220x25x75 mm

Peso líquido

0,5 kg



Dimensões do dispositivo

