



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,Y97

Wägemodul MPS.T.500.R1

WX-016-0346



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	500 g
Vorlast	50 g
Ziffernschritt [d]	0,001 g
Wiederholbarkeit	0,005 g
Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung	1 h
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	extern
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Aluminum
Waageschale	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokol

Elektrische Parameter		
Stromversorgung		Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 12 VDC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		40% – 80%
Physikalische Parameter		
Waagschale		ø23 mm
Abmessungen des Geräts		220x25x75 mm
Nettogewicht		0,5 kg



Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Abmessungen des Geräts

