



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,YAN

R-Barcode

WX-010-0109



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Moduły MUYA

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H

Moduły MAS1

Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P

Waga wielofunkcyjna WPY

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Waga wielofunkcyjna C32

Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H

Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F

Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR

Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Wagi WLY do KTP

Waga analityczna AS X7

Wagi PS X7 do KTP

Wagi automatyczne do kalibracji pipet

Waga wielofunkcyjna HX7

Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Waga precyzyjna PS X7

Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2

Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C

Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H

Waga analityczna AS 5Y

Wagi PS 5Y do KTP

Waga precyzyjna PS R2.H

Terminal wagowy PUE HX5.EX

Wagi HY10.H do KTP

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H

Waga precyzyjna CY10

Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Moduły MPS
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP

Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Przetworniki masy MW-01
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Skanery kodów kreskowych
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE HY10
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S