



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,YG8

SA/APP/H Stół antywibracyjny nierdzewny do komparatorów masy



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Nośność	150 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	710×470×225 mm
Masa netto	128 kg
Masa brutto	142 kg
Długość	710 mm
Szerokość	470 mm
Wysokość	225 mm

Pasuje do

Manualny komparator masy APP 5Y.KO

Manualny komparator masy 5Y.PM.KB

Wymiary urządzenia

