



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,YGI](http://radwag.com/de/info,w1,YGI)

# Prüfgewicht der M1 Klasse - Knopfgewicht - 5 g



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | M1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 5 g       |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinsel