



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,YHP](http://radwag.com/br/info,w1,YHP)

# Sensor de condições ambientais THB S

WX-016-0160



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                 |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Resolução da temperatura [d]            | 0,01 °C                    |
| Precisão da medição de temperatura      | ± 0,1 °C                   |
| Faixa de pressão medida                 | 850 – 1050 hPa             |
| Resolução da pressão [d]                | 0,1 hPa                    |
| Precisão de medição da pressão          | 1 hPa                      |
| Faixa de umidade medida                 | 0 – 100 %                  |
| Temperatura de operação                 | +5 – +45 °C                |
| Resolução da umidade [d]                | 0,1 %                      |
| Precisão da medição de umidade          | ± 1,8 %                    |
| Determinação da densidade cilíndrico ar | 700mA (pinça sem fio - 1A) |
| Faixa de temperatura medida             | +5 – +45 °C                |
| Interface de comunicação                | USB 2.0                    |
| Detecção de vibrações                   | SIM                        |
| Parâmetros físicos                      |                            |
| Peso líquido                            | 260 g                      |

#### Parâmetros físicos

Peso bruto

0,44 kg



## Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
Microbalança XA 5Y.M.A  
Balança analítica XA 5Y.A  
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO  
Comparadores de massa robóticos  
Comparador de massa automático AK-4  
Comparador de massa automático AKM-2  
Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
Comparadores de massa automáticos UMA  
Comparador de massa manual APP 5Y.KO  
Medição de densidade  
Microbalança MYA 5Y

Balança analítica XA 5Y  
Susceptômetros manuais - Magnetização  
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB  
Comparador de massa HRP 5Y.KO  
Comparadores de massa automáticos de vácuo  
Susceptômetros automáticos - Magnetização  
Comparador de massa manual XA 5Y.KO  
Comparador de massa HRP 5Y.KB  
!Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais  
Microbalança XA 5Y.M  
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

## Software (Additional Fee)

• THB-R [WX-010-0122]