



radwag.com



## Sensor de temperatura de líquido THB W

WX-016-0162

More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,YNJ](http://radwag.com/br/info,w1,YNJ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Resolução da temperatura [d]	0,01 °C
Precisão da medição de temperatura	±0,1
Faixa de temperatura medida	+5 – +45 °C
Resolução da temperatura	0,01 °C
Interface de comunicação	USB 2.0

### Parâmetros físicos

Dimensões da unidade sensor	Ø 8×156 mm
-----------------------------	------------



## Compatível com (Additional Fee)

Microbalança XA 5Y.M.A  
Susceptômetros manuais - Magnetização

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais  
Microbalança XA 5Y.M

## **Software (Additional Fee)**

- THB-R [WX-010-0122]