



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,YQI

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 200 g), caja de plástico

OK-202-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	610 g
------	-------

Valor nominal	1 – 200 g
---------------	-----------

Número	11 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos