



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,YQI](https://radwag.com/pl/info,w1,YQI)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 g - 200 g
Ilość	11 szt

## Pasuje do

Pincety

Pędzle