



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,YRW

SAL C/PLUS Table de laboratoire antivibratoire pour les balances de la série PLUS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	68 kg (table 28 kg + pierre 40 kg)
Masse brute	77,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A.P
 Microbalance MYA 5Y.P
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F

Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique XA 5Y

Microbalance XA 5Y.M.A
Balance analytique XA 5Y.A
Ultra-Microbalance UYA 5Y
Balance analytique AS 5Y

Microbalance XA 5Y.M
Comparteur manuel de masse UYA 5Y.KO
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Microbalance XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil

SAL/C/PLUS

