



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,YRW](http://radwag.com/it/info,w1,YRW)

## Tavolo antivibrante SAL/C/PLUS – con struttura in acciaio dolce



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	68 kg (table 28 kg + stone 40 kg)
Peso lordo	77,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

### Compatibile con

Microbilance XA 5Y.M.A.P  
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
 Microbilance XA 5Y.M.A

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
 Microbilance MYA 5Y  
 Bilance analitiche XA 5Y  
 Microbilance XA 5Y.M

## Device dimensions

SAL/C/PLUS

