



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,YVL

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico

OK-202-0064



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	111,11 g
Valor nominal	1 mg – 50 g
Número	20 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos