



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,YVL](https://radwag.com/fr/info,w1,YVL)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 50 g), emballage plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

#### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 111,11 g

Valeur nominale 1 mg - 50 g

Nombre 20 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler