



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,YVL](http://radwag.com/pl/info,w1,YVL)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0064



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 111,11 g        |
| Wartość nominalna       | 1 mg – 50 g     |
| Ilość                   | 20 szt          |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle