



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,YYP](http://radwag.com/de/info,w1,YYP)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 50 g), Holz-Etui

OK-201-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	110 g
Nominalwert	1 – 50 g
Anzahl	8 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel