



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,Z0Y](http://radwag.com/pl/info,w1,Z0Y)

# Wzorzec masy klasy F1 - prostokątny z uchwytami 5 kg

OP-203-0130



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 5 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle