



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,Z4V

Crochet pour pesage par le dessous (XA, AS, PS)

WX-015-0325



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Crochet pour pesage par le dessous. Il convient aux balances des séries XA, AS et PS.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Balance analytique AS X7
Balance de précision PS X2
Balances analytiques AS X2 PLUS
Balances PS X7 pour CPP
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance de précision PS R2
Balances PS X2 pour CPP
Balance de précision PS X7
Balance analytique XA 5Y.A
Balance analytique AS 5Y

Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R2.H
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance de précision PS R1
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Balance de précision PS 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Balance analytique AS R1 PLUS
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S