



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,Z4V

Haczyk do ważenia podszalkowego (XA, AS, PS)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Haczyk umożliwiającą ważenie podszalkowe. Pasuje do wag serii XA, AS i PS.

Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Wagi PS X2 do KTP
Waga precyzyjna PS X7
Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Waga precyzyjna PS 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów