



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,Z9Z

Platillo autocentrado para comparador APP 10.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El platillo de pesaje autocentrado "flotante" está destinado al comparador APP KO. Se utiliza intercambiable con un platillo de pesaje estándar. El platillo de pesaje "flotante" se instala en el curso de un proceso de fabricación, por lo tanto, recuerde pedirlo al comprar el comparador APP KO, ya que no se vende por separado. El platillo ha sido diseñada para ayudar al operador a estabilizar y nivelar los pesos que se encuentran ubicados de forma excéntrica. Además, ayuda a colocar excéntricamente un grupo de pesos, cuya masa total es igual a la masa del peso de referencia. La superficie del platillo está cubierta con corcho que presenta marcas que determinan la posición de pesos particulares.

Trabaja con

Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO

Dimensiones de aparato

220 mm

