



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,ZOI](http://radwag.com/de/info,w1,ZOI)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 10 kg



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 10 kg     |

## Kompatibel mit

Pinsel