



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,ZPZ

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 1 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 500 g |
| Ilość | 24 szt |

Pasuje do

Pincety

Pędzle