



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,ZU3

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 50 g), Holz- Etui

OK-501-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 111,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 50 g |
| Anzahl | 20 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel