



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,ZU3

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie drewniane

OK-501-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 50 g |
| Ilość | 20 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle