



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,ZU3

# Silindirik ağırlık seti (1 mg - 50 g), tahta kutuda

OK-501-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 50 g

Quantity 20 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar