




More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,ZUM](http://radwag.com/br/info,w1,ZUM)

# Módulo de Pesagem MPS.T.3000.R1

WX-016-0349



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                       |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Capacidade máxima [máx]                       | 3000 g                                        |
| Resolução [d]                                 | 0,1 g                                         |
| Repetibilidade                                | 0,1 g                                         |
| Tempo de aquecimento após a conexão à energia | 1 h                                           |
| Tempo de estabilização                        | 2 s                                           |
| Ajuste                                        | externo, a partir cilíndrico nível da balança |
| Maximum preload                               | 300 g                                         |
| Construção                                    |                                               |
| Classe de proteção                            | IP 43                                         |
| Carcaça                                       | tampa da fonte de alimentação                 |
| Material cilíndrico prato de pesagem          | aço inoxidável                                |
| Interface de comunicação                      |                                               |
| Interface de comunicação                      | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół  |

### Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação

Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC

### Condições ambientais

Temperatura de operação

+10 – +40 °C

Umidade relativa

40% – 80%

### Parâmetros físicos

Dimensões cilíndrico prato de pesagem

ø65 mm

Dimensões cilíndrico dispositivo

220x70x75 mm

Peso líquido

0,9 kg



## Dimensões do dispositivo

